



DONNÉES TECHNIQUES

- Diamètre: 95,9 mm
- Hauteur: 139 mm
- Poids: 207 g

MATÉRIAUX DE FABRICATION

- Corps principal: Tritan.
- Anneau: Tritan.
- Bouchon: Silicone.

CARACTÉRISTIQUES

Neto est le stérilisateur Elite pour bidon en plastique.

Il suffit de placer le bidon à l'intérieur du stérilisateur et laisser agir **une minute au micro-ondes** pour **éliminer 99.9% des moisissures et bactéries** présents sur n'importe quelle partie du bidon.

Le procédé de stérilisation tire sa puissance de **la vapeur d'eau**, pour désinfecter le bidon, sans qu'il n'y ait besoin d'utiliser un quelconque produit chimique.

Compacte et démontable, il permet **d'y placer facilement** tous modèles de bidons.

UN STÉRILISATEUR POUR BIDONS À UTILISER AU MICRO-ONDES

Plus que jamais, il est fondamental de faire attention à **l'hygiène des objets** qu'on utilise quotidiennement.

Les **bidons** ne font pas exception; divers micro-organismes comme champignons, moisissures et bactéries qui se développent en milieux humides et mouillés, peuvent en effet les contaminer. Si des substances sucrées ou compléments alimentaires sont transportés dans le bidon, il peut aussi rester à l'intérieur des résidus non visibles à l'œil nu.

Neto est le stérilisateur innovant pour bidon en plastique, pensé pour désinfecter chaque partie du bidon grâce à **l'action de la vapeur humide**. Il suffit de le remplir d'eau jusqu'au niveau indiqué, de positionner le bidon dans le godet désinfectant et laisser agir **1 minute au micro-ondes à 700 Watts** pour **éliminer 99.9% des moisissures et bactéries** et garantir ainsi une utilisation correcte et sécurisée des bidons utilisés à vélo.

Le fonctionnement est simple: pour que la stérilisation se produise, la vapeur doit pénétrer dans chaque partie du bidon et rester en contact avec chaque surface pendant un certain temps sans se disperser. C'est ici que **Neto** intervient, qui utilise la **vapeur générée par l'augmentation de la température de l'eau** sans la disperser pour désinfecter chaque partie du bidon.

DESIGN INNOVANT, COMPATIBLE AVEC TOUS MODÈLES DE BIDONS

Neto contient un godet désinfectant équipé d'un anneau en silicone facilitant l'insertion de **bidons de diamètres divers**.

Il y a également une grille permettant de poser facilement tous **les autres éléments du bidon**, comme le bouchon ou la valve.

La **forme innovante inclinée** facilite l'insertion du produit avec bidon standard de 550 ml et 750 ml dans la quasi-totalité des modèles de micro-ondes présents sur le marché.

Il est nécessaire de **vérifier la dimension du four micro-ondes** pour s'assurer de la compatibilité du produit lorsque le bidon est présent.

DURABLE ET FACILE À LAVER

Désinfecter le stérilisateur est extrêmement facile car il suffit de le laver avec un peu de liquide vaisselle et de laisser sécher chaque partie.

Le godet désinfectant est en **Tritan**, une matière **recyclable à 100%**, **très résistante** et avec **les meilleures propriétés thermiques**. Particulièrement adapté pour conteneurs à eau, c'est une matière préférable au plastique pour sa longévité, qui permet un usage à long terme, même à hautes températures.